

您的輸液器(INFUSOR™) — 病人指引 Your INFUSOR™) –A Guide for Patients

輸液器(INFUSOR™)是甚麼東西？它是如何運作的？

- 輸液器是一個輸送藥物的小泵，它是由塑料製成的。
- 塑料容器內有一個氣球，可以盛載您的化療藥物。
- 限流掣控制您化療藥物的運流速度，它必需一直緊貼在您的肌膚上。
- 護士會把輸液器連接在您的身上。
- 輸液器會輸液_____個小時。
- 當您完成化療時，護士、家人或您自己可以移除輸液器。



當連接在身上時，氣球會像這個樣子。



氣球清空的時候，會是這個樣子。

請致電:

日間聯絡電話: _____

下班後的聯絡電話: _____

與輸液器共存:



存放環境

- 把輸液器放在手提包裏
- 把輸液器放在室溫之中
- 切勿把輸液器直接暴露在陽光下



洗澡

- 輸液器可以稍微沾濕，但不能完全浸在水中
- 洗澡時，將輸液器放在膠袋中，避免它接觸到水



睡覺

- 切勿把輸液器放在任何太高或太矮的地方 (例如：在地上或床頭櫃上)
- 您可以把輸液器側放在枕頭下方



運動

- 做運動時，把輸液器放在室溫地方，保持乾爽。



兒童及寵物

- 您可以和兒童和寵物在一起，但要慎防輸液器被用來玩耍和咀嚼。



旅遊

- 乘坐設有氣壓艙的飛機是安全的。



如果出現以下情況，請致電:


- 氣球提早_____小時清空。
- 過了8小時，氣球還沒有變小。
- 輸液器、手提包、管子或敷料潮濕、淋濕或滲漏。
- 管子中有血、插入導管的部位發紅、疼痛或腫脹。

如何檢查您的輸液器:

隨著輸液器推動給藥，氣球會隨著時間過去而變小，您的護士會向您展示，如何進行檢查 (至少每8小時檢查一次)，看看輸液器是否運作正常。每次檢查時，要確保:

- a) 夾子是處於打開的狀態，管子沒有彎曲或扭結，確保藥物得以流通
- b) 限流掣牢固地貼在您的肌膚上
- c) 敷料牢固地貼在您的身上

*不應出現發紅、腫脹或潮濕的情況。管子裏不應有血。



如果輸液器滲漏或弄破:

- 立即合上夾子
- 將輸液器放入密實袋中，以盛載任何漏出的液體
- 如果化療藥物接觸到您的皮膚，請用暖和的肥皂水徹底清洗該部位。

如需進一步指示，請致電以下聯絡電話，與醫護專業人員商討。

請致電:

日間聯絡電話: _____

下班後的聯絡電話: _____